



КАК ПОДОБРАТЬ КОНВЕКСНУЮ ПЛАСТИНУ?

2х компонентная система




важно правильно подобрать размер фланца

Диаметр стомы + 10 мм = Диаметр максимально вырезаемого отверстия в пластине калоприемника

КАК ПОДОБРАТЬ КОНВЕКСНУЮ ПЛАСТИНУ?

Диаметр стомы 30 мм +10 мм= 40 мм



АЛЬТЕРНА пластина, конвекс экстра,
вырезаемое отверстие **15-43** мм, фланец **60** мм